

# Instrukcja użycia testu N

## „odczynnik neutralizujący” (NARK200N)

v.2020.1

**ZASTOSOWANIE:** Neutralizacja odczynników pozostałych w pakietach po przeprowadzeniu testowania.

### Test N - Instrukcja:

7. Po zakończeniu badania nabrać niewielką ilość substancji neutralizującej (ok. 1,5 g) i wsypać do torebki z odczynnikiem.
8. Nie zamykać torebki przez 2-3 min – do czasu ustania burzenia się zawartości.
9. Zamknąć torebkę i wyrzucić.

### OSTRZEŻENIE:

Pierwsza pomoc:

**Po wdychaniu:** Zapewnić doptyw świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem jeżeli objawy nie ustają.

**Po połknięciu:** Natychmiast wezwać pomoc medyczną.

**Po kontakcie skóry z substancją:** Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem. Użyć kremu do rąk. Jeżeli wystąpi podrażnienie wynikłe z długotrwałego kontaktu i nie ustępuje, udać się do lekarza.

**Po kontakcie oczu z substancją:** Szeroko otwarte oczy płukać przez co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna na życzenie.